

all federal, state and local environmental regulations when discarding the product.
 In case of infection, dispose the product appropriately in a prescribed manner.
 The user shall be responsible for any problems caused by non-conformity to the use of the product.
 The oil may appear cloudy if removed from the incubator and allowed to stand at room temperature for extended periods of time.
 Such cloudiness usually disappears if the oil is re-equilibrated by replacing it in the incubator for several hours; if it does not disappear, discard the product.
 This product is intended to be used by medical specialist trained in fertility treatment.

**BG HYPURE® OIL HEAVY**

**ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:** Hypure® Oil е предназначен да се използва като покривач слой при култивиране на ембриони, яйцеклетки и сперматозоиди при ART и микроманипулационни процедури.

**СЪСТАВ:** Парафиново масло с фармацевтично качество.

**ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:** Маслото Hypure® е предварително изврито, готово за използване на минерално масло за използване в IVF, ICSI и съвързаните с тях изкуствени репродуктивни техники. Маслото позволява да се изолират малки ембриони средта, тъй като предотвратява изпаряването на средата и поддържа стабилна осмолалтност и рН в хранителната среда.

**ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА: ВНИМАНИЕ:** Детайлното използване на Hypure® Oil се определя във основа на процедурата и протоколите на всяка лаборатория, които са оптимизирани за индивидуални медицински цели.

**Подготовка:** За култивиране, предварително еквilibрирайте Hypure® масло, както е необходимо, и хранителната среда при 37 °C в CO2 инкубатор за няколко часа (кал е една нощ). За ICSI, заgotivanie Hypure® масло и буферна среда HEPES при 37°C.

**Инструкции за употреба:** 1. Поставете хранителна среда върху чиния или поставте микро капка културална среда върху петри. 2. Нежно плетарките еквilibрирайте масло Hypure® върху средата, докато те напълно се покрят. ЗАБЕЛЕЖКА: Не се изисква промиване на масло за култура на ембриона.

**СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО:** Следните тестове бяха проведени за всяка партида от този продукт:
 • Стерилност: SAL 10-3 -Endotоксин: <0,1 EU/ml
 • Анализ на мишки ембриони: ≥ 80% blastocисти след 120 часа в култура
 • Плътност: 0.86-0.87 g / ml
 • Вискозитет: 95-140 cP при 30 °C
 • Стойност на пероксида (POV): <0,1 mEq/kg

**ИНСТРУКЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ:** Да се съхранява между 15-25 °C.
 • Пазете от слънчева светлина.
 • След отваряне съхранявайте продукта в оригиналната опаковка.
 • Веднъж отворен, продуктът е стабилен най-малко 28 дни при асептични условия и при стайна температура. След този период, моля, извърлете останалите носители.
 • Продуктът е стабилен след транспортиране (максимум 5 дни) при повишени температури (<37°C). Този продукт е стабилен до датата на годност, отбелязана върху бутилката, ако опаковката е неотворена или неповредена.

**EN HYPURE® OIL HEAVY**

**INTENDED USE:** Hypure® Oil is intended to be used as an overlay for culture of embryos, oocytes and sperm in ART and micromanipulation procedures.
**COMPOSITION:** Pharmaceutical grade quality paraffin oil.

**GENERAL INFORMATION:** Hypure® Oil is pre-washed, ready to use mineral oil for use in IVF, ICSI and related artificial reproductive techniques. The oil allows small volumes of medium to be used as it prevents the evaporation of media and maintain stable osmolality and pH in the culture medium.

**INSTRUCTIONS FOR USE: CAUTION:** The detailed usage of Hypure® Oil is determined based on each laboratory’s procedure and protocols that are optimized for individual medical purposes.

**Preparation:** For culture, pre-equilibrate Hypure® Oil as necessary, and the culture medium at 37°C in a CO2 incubator for several hours (or overnight). For ICSI, warm Hypure® Oil and HEPES buffered medium at 37°C.

**Instructions for use:** 1. Put culture medium on a dish or place micro drop of culture medium on a 1.5 µl. 2. Gently pipette equilibrated Hypure® Oil over the medium until they are completely covered. NOTE: Washing of oil for embryo culture is not required.

**QUALITY CONTROL SPECIFICATIONS:** The following tests were performed for each lot of this product:
 •  Sterility: SAL 10<sup>3</sup> - Endotoxin: < 0.1 EU/ml
 •  Mouse embryo assay: ≥ 80% blastocysts after 120 hours in culture
 •  Density: 0.86-0.88 g/ml
 •  Viscosity: 95-140 cP at 30°C
 •  Peroxide Value (POV): <0.1 mEq/kg

**STORAGE INSTRUCTIONS AND STABILITY:** Store between 15-25 °C.
 • Keep away from sunlight.
 • Once opened, store the product in the original packaging.
 • Once opened, the product is stable for at least 28 days under aseptic conditions and at room temperature. After this period, please discard the remaining media.
 • The product is stable after transport (max 5 days) at elevated temperatures (> 37°C).
 • This product is stable until the expiration date labelled on the bottle if the packaging is unopened or undamaged.

**CONTRAINDICATIONS:** Do not re-sterilize.
 • Do not freeze the product.
 • Do not use the product after expiration date.
 • Do not use if packaging is damaged or broken.
 • Do not use if product becomes discolored, cloudy or shows any evidence of microbial contamination.

**WARNINGS:** NOTE:
 • Lifetime of the device is determined by the applied AR technique and is maximum to the period of embryo culture.
 • Always works under strict hygiene conditions (e.g. LAF-bench ISO Class 5) to avoid contamination. Aseptic technique should be used.
 • In case of eye or skin contact with Hypure® Oil, immediately flush eye/skin with water.
 • Observe

на temelju postupka i protokola svakog laboratorija koji su optimizirani za pojedinačne medicinske namjene.

**Prіprema:** Za kulturu, po potrebi prethodno uravnotežite ulje Hypure® imedij za kulturu na 37 °C u CO2-inkubatoru nekoliko sati (ili preko noći). Za intracitoplazmatsku injekciju spermija (ICSI), zagrijajte ulje Hypure® u medij pufieran HEPES-om na 37 °C.

**Upute za upotrebu:** 1. Staviti medij za kulturu na posudicu ili staviti mikrokaplicu medija za kulturu na posudicu. 2. Lagano pipetirati uravnoteženo ulje Hypure® preko medija dok gotopnuo ne prekrіje. NAPOMENA: Ispranje ulja za kulturu embrija nije potrebno.

**СПЕЦИФИКАЦИЈЕ КОНТРОЛ КВАЛИТЕТЕ:** За сваку серију овог производа проведени су следећи тестови:
 • Стерилност: SAL 10<sup>3</sup> - Endotоксин: <0,1 EU/ml
 • Mouse embryo assay: ≥ 80% blastocista nakon 120 sati u kulturi
 • Gustoća: 0,86-0,88 g/ml
 • Viskozitет: 95-140 cP pri 30 °C
 • Vrijednost пероксида (POV): <0,1 mEq/kg

**UPUTE ZA ČUVANJE I STABILNOST:**
 • Čuvati na 15-25 °C.
 • Zaštіtiti od sunčevog svјetla.
 • Nakon otvaranja, proizvod čuvati u originalnom pakiranju.
 • Nakon otvaranja, proizvod je stabilan najmanje 28 dana u aseptičkim uvjetima i u sobnoj temperaturi. Nakon ovog razdoblja odložiti preostali medij u otpad.
 • Proizvod je stabilan nakon prijevaza (maks. 5 dana) pri povišenim temperaturama (< 37 °C).
 • Ovaj je proizvod stabilan do isteka roka valjanosti označenog na bočici ako je pakiranje neotvoreno ili neobesekano.

**KONTRAINDIKACIЈE:**
 • Ne ponovno sterilizirati.
 • Ne zamrzavati proizvod.
 • Ne upotrebljavati proizvod nakon isteka roka valjanosti.
 • Ne upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno ili potrgano.
 • Ne upotrebljavati ako je proizvod promijenio boju, zamućen ili su vidljivi znakovi mikrobovne kontaminacije.

**UPOZORENЈA:** NAPOMENA:
 • Životni vijek proizvoda određen je primjenjenom tehnikom potpomognute reprodukcije (AR) i maksimalan je za razdoblje kulture embrija.
 • Uvijek raditi u strojnim higijenskim uvjetima (npr. kabinet s laminarnim strujanjem zraka ISO klasa 5) kako bi se izbjegla kontaminacija.
 • Potrebno je koristiti aseptičku tehniku.
 • U slučaju dodira očiju ili kože s uljem Hypure®, odmah isprati oko/kožu vodom.
 • Prіdržavati se svih savезnіh, dr-žavnih i lokalnih propisa o ovaivanju okoliša prilikom odlaganja proizvoda.
 • U slučaju infekcije odložiti proizvod na odgovarajući način kako je propisano.
 • Korisnik je odgovoran za sve probleme izazvane nepripravizavanjem ovih uputa za upotrebu.
 • Ulje može izgledati zamućeno ako ga se izvadi iz inkubatora i ostavi stajati na sobnoj temperaturi duže vrijeme. Takva zamućenost obіčno nestaje ako se ulje ponovno uravnoteži njegovim ponovnim stavljanjem u inkubator na nekoliko sati; ako ne nestane, odložite proizvod u otpad.
 • Ovaj proizvod smјiju upotrebljavati samo medicinski specјalіstі koji su osposobljeni za liječenje neplodnosti.

**CZ-ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:** Olej Hypure® Oil je určen k použitiť jako vrstva pro kultivaci embryů, oocytů a spermii při ART a mikromanipulačních postupech.

**SLOŽENÍ:** Parafinový olej farmaceutické kvality.

**OBECNÉ INFORMACE:** Olej Hypure® Oil je předemtypý minerální olej připravený k použití pro IVF, ICSI a související techniky umělé reprodukce. Olej umožňuje použití malých objemů média, protože zabírá pouze odpařovací média a udržuje stabilní osmolalitu a hodnotu pH v kultivačním médiu.

**INSTRUKCE PRO POUŽITÍ:** POZOR: Detailní používání oleje Hypure® Oil se determinují na základě postupu a protokolů každé příslušné laboratoře, které jsou optimalizovány pro individuální lékařské účely.

**PŘIPRAVA:** Pro kultivaci předem ekvilibrujte olej Hypure® Oil podle potřeby a kultivační médium při 37 °C v CO2 inkubátoru po dobu několika hodin (nebo přes noc).
 • Pro ICSI zahřívejte olej Hypure® Oil a pufrované médium HEPES na teplotu 37°C.

**INSTRUKCE PRO POUŽITÍ:** 1. Vložte kultivační médium na miskú nebo vložte mikrokapku kultivačního média na miskú. 2. Jemně napipetujte ekvilibrovaný olej Hypure® Oil na povrch média, dokud nebude zcela zakrytý.
**POZNÁMKA:** Mýtle oleje pro kultivaci embryů není nutno.

**SPЕЦИФИКАСІОНТ RY KВАЛИТІ:** U každé šarže tohotu produktu byly provedeny následující testy:
 •  Sterilita: SAL 10-3 - Endotокsin: < 0,1 EU/ml
 •  Test embryo myši: ≥ 80 % blastocyst po 120 hodinách kultivace
 •  Hustota: 0,86 - 0,88 g/ml
 •  Viskozita: 95-140 cP při 30 °C
 •  Hodnota peroxidu (POV): <0,1 mEq/kg

**INSTRUKCE PRO SKLADOVÁNÍ A STABILITA:**
 •  Skladujte při teplotě 15-25 °C.
 •  Chrante před slunečním světlem.
 •  Po otevření skladujte produkt vždy v původním obalu.
 •  Po prvím otevření je produkt stabilní po dobu nejméně 28 dnů za aseptických podmínek a při pokojové teplotě.
 •  Po uplynutí této doby veškeré zbývající média zlikvidujte.
 •  Produkt je stabilní po přípravě (max. 5 dní) při zvýšených teplotách (< 37 °C).
 •  Pokud je obal neotvřený nebo nepoškozený, je tento produkt stabilní až do data expirace, které je uvedeno na lahvičce.

**KONTRAINDIKACE:**
 •  Neprovádějte opětovnou sterilizaci.
 •  Produkt nikdy nezmrzávejte.
 •  Produkt nepoužívejte po uvedeném datu expirace.
 •  Nepoužívejte produkt, je-li obal poškozený.
 •  Nepoužívejte produkt, pokud se změnil jeho barva, zakal se nebo vykazuje známky mikrobiální kontaminace.

**VAROVÁNÍ:** POZNÁMKA:
 •  Životnost produktu je determinována aplikovanou technikou asistované reprodukce (AR) a je maximální po dobu kultivace embryů.
 •  Vždy pracujte za přísných hygienických podmínek (např. LAF jednotka ISO třídy 5), abyste zabránili kontaminaci. Musí být používána aseptická technika.
 •  Při kontaktu oleje Hypure® Oil s očima nebo pokožkou okamžitě opláchněte oči / pokožku vodou.
 •  Při likvidaci produktu dodržujte veškeré zákonné, státní a místní environmentální předpisy.
 •  V případě

infekce produkt řádně zlikvidujte předepsaným způsobem.
 •  Užívat jej odpovídně za případné problémy způsobené nesouladem s instrukcemi v tomto Instrukcích pro použití.
 •  Olej může vypadat zakalený, když jej vyjmete z inkubátoru a necháte po delší dobu stát při pokojové teplotě.
 •  Pokud zkal obvykle zmizí, když se olej znovu ekvilibruje jeho umístěním na několik hodin do inkubátoru; pokud však zkalí nezmizí, produkt zlikvidujte.
 •  Tento výrobek je určen pro použití lékařskými specialisty, vyskokolenými v problematice řešení neplodnosti.

**DK HYPURE® OIL HEAVY**

**ANVENDELSESFORMAL:** Hypure® Oil er beregnet til at blive brugt som et dæklag ved dyrkning af embryoner, oocytter og sædceller ved ART og mikromanipulationsprocedurer.

**SAMMENSETNING:** Farmaceutisk paraffinolie.

**GENEREL INFORMATION:** Hypure® Oil er en forvasket, brusklar mineralisk olie til brug i IVF, ICSI og relaterede kunstige reproduktionsteknikker. Olien beviker, at der bruges små mængder medium, da den forhindrer fordamning af mediet og opretholder en stabil osmolalitet og pH i dyrkningsmediet.

**BRUGSANVISNING FØRSGIT:** Den detaljerede anvendelse af Hypure® Oil bestemmes ud fra hvert laboratoriums procedure og protokoller, der er optimeret til individuelle medicinske formål.

**FORBEREDELSE:**
 • Til dyrkning, præ-ekvilibrer Hypure® Oil efter behov, og dyrkningsmediet ved 37 °C i en CO2 inkubator i flere timer (eller natten over).
 • For ICSI, varm Hypure® Oil og HEPES-buffet medium ved 37 °C.

**BRUGSANVISNING:** 1. Placer dyrkningsmediet på en skål, eller anbring mikrodråber af dyrkningsmediet på en skål. 2. Fordel ækvilibreret Hypure® Oil forsigtigt over mediet med pipette, indtil det er helt dækket.
**BEMÆRK:** Det er ikke påkrævet at vaske oculi til embryon kultur.

**KVALITETSKONTROL:**
Følgende tests blev udført for hvert parti af dette produkt - Sterilitet: SAL 10<sup>3</sup> - Endotокsin: < 0,1 EU/ml
 •  Mousefoster analyse: ≥ 80% blastocyster efter 120 timer i kultur
 •  Densitet: 0,86-0,88 g/ml
 •  Viskositet: 95-140 cp ved 30°C
 •  Peroxidværdi (POV): <0,1 mEq/kg

**OPBEVARG OG STABILITET:**
 •  Opbevarer mellem 15-25 °C.
 •  Holdes væk fra sollys.
 •  Når det først er åbnet, skal produktet opbevares i originalemballage.
 •  Efter åbning er produktet stabilt i mindst 28 dage ved aseptiske forhold og i stuetemperatur.
 •  Efter dette tidrum kasseres de resterende medier.
 •  Produktet er stabilt efter transport (maks. 5 dage) ved forhøjede temperaturer (< 37 °C).
 •  Produktet er stabilt indtil udløbsdatoen der er anført på flasken, hvis emballagen er ubtået eller ubeskadiget.

**KONTRAINDIKATIONER:**
 •  Må ikke gensteriliseres.
 •  Produktet må ikke fryses.
 •  Produktet må ikke bruges efter udløbsdatoen.
 •  Må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget eller ødelagt.
 •  Må ikke bruges, hvis produktet bliver misfarvet, uklart eller viser tegn på mikrobiel forurening

**ADVARSEL:**
**BEMÆRK:**
 •  Enhedens levelid bestemmes af den anvendte assisterede reproduktionsteknik og er maksimalt embryoinkulturrens periode.
 •  Arbejd altid under strenge hygiejniske forhold (f.eks. LAB-bench ISO Class 5) for at undgå forurening.
 •  Aseptisk teknik skal anvendes.
 •  Tilfælde af øjen- eller hudkontakt med Hypure® Oil, skylles øjne/hud straks med vand.
 •  Overhold alle federale, statslige og lokale miljøbeskyttelseslove ved bortskaffelse af produktet.
 •  Tilfælde af infektion skal produktet bortskaffes på en forud beskrevet måde.
 •  Brugeren er ansvarlig for eventuelle problemer forårsaget af manglende overholdelse af den gældende IFU.

**LAADUNVALVONNAN TEKNISET TIEDOT:**
 •  Sarvaavat testit tehtiin jokaiselle tämän tuotteen erälle.
 •  Steriilitis: SAL 10<sup>3</sup> - Endotoksiini: < 0,1 EU/ml
 •  Hiiren alkion määräitys: ≥ 80 % blastokystoja 120 tunnin viljelyn jälkeen.
 •  Theys: 0,86–0,88 g/ml
 •  Viskositeetti: 95-140 cP 30 °C:ssa
 •  Peroksidiväri (POV): < 0,1 mEq/kg
 •  SÄILYTYSOHJEET JA VAKAUS:
 •  Säilytä 15–25 °C:ssa.
 •  Suojaa auringonvalolta.
 •  Kun tuote on avattu, säilytä sitä alkuperäispakkauksessa.
 •  Avaaimes jälkeen tuote on stabili vähintään 28 päivän ajan aseptisissa olosuhteissa ja huoneenlämmössä.
 •  Tämän ajanjakson jälkeen hävitä loput materiaalit.
 •  Tuote on stabili kuljetuksen jälkeen (enintään 5 päivää) korkeissa lämpötiloissa (< 37 °C).
 •  Tämä tuote on stabili pulloon merkittyn viimeiseen käyttöpäivään asti, jos pakkausta ei avata tai se on vahingoittumaton.

**KONTRAINDIKATIOT:**
 •  Älä steriloit uudeleen.
 •  Älä pakasta tuotetta.
 •  Älä käytä tuotetta viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
 •  Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut tai rikkoutunut.
 •  Älä käytä, jos tuotteen väri muuttuu, samenee tai siinä on merkkejä mikrobisesta saastumisesta.

**VAROITUKSET:**
**HUOMAUTUS:**
 •  Laiteen käyttöikä määräytyy käytetyn avustajan lisääntymistekniikan mukaan ja on enintään alkion viljelyn ajaksi.
 •  Työskentele aina tiukoissa hygieenisissä olosuhteissa (esim. LAB bench ISO Class 5) saastumisen välttämiseksi.
 •  Aseptista tekniikkaa tulee käyttää.
 •  Jos silmät tai iho joutuu kosketuksiin Hypure® Oilin kanssa, huuhtele silmä/iho välittömästi vedellä.
 •  Noudata kaikkia liittovaltion, osavaltion ja paikallisia ympäristöministeriöjärjestyksiä, kun hävität tuotteen.
 •  Hävitä tuote tartunnan satuttaessa asianmukaisesti määrättyllä tavalla.
 •  Käyttäjät joutuvat suojelemaan itsensä ja ympäristönsä, kun se poistetaan inkubaattorista ja sen annetaan seistä huoneenlämmössä pitkä aika.
 •  Tällainen sameus katoaa yleensä, jos öljy tasapainotetaan laittamalla se takaisin inkubaattorin useiden tuntien ajaksi; jos sameus ei häviä, hävitä tuote.
 •  Tämä tuote on tarkoitettu hemällyssuhoitokoulutuksen lääkärin käyttöön.

**EE HYPURE® OIL HEAVY**

**ETTENÄHTU KASUTUS:** Hypure® Oil on ette nähtud kasutamiseks embrüot, munarakkude ja sperma kultuuri ülekattena ART ja mikromanipulatsiooniprotseduurideks.

**KOOSTIS:** Ravimikvaliteediga parafiinõli.

**ÜLDINE TEAVE:** Hypure® õil on eelnevalt pestud, kasutusvalmis mineraalõli kasutamiseks IVF-is, ICSI-s ja sellega seotud kunstilise paljundamistehnikates. Õli võimaldab kasutada väikestes kogustes söödud, kuna see takistab sootme aurustumist ning säilitab selle stabiilsis osmolaalsuse ja pH.

**KASUTUSJUHEND:** HOIATUS: Hypure® õli üksikajaliskal kasutamine määratakse kindlaks aja labori protseduuri ja protokollide põhjal, mis on optimeeritud individuaalseks meditsiiniliseks otstarbeks.

**Ettelvalmistus:** Kultuuri jaoks taskaalustuse vajadusel Hypure® õil ja kultuuri söödud 37 °C juures CO2 inkubatoris mitu tundi (või üleöö). ICSHe soe Hypure® õil ja HEPES-puhverdatud sööd teemperatuuril 37°C.

Kasutusjuhised:
 •  1. Pange kultuuri sööde anumasse või pange mikrotilt kultuuri söödud anumasse.
 •  2. Pipeteerige taskaalustatud Hypure® õil ettevaatlikult söötlemele, kuni need on täielikult kaetud.
**MÄRKUS:** Õil pesemine embrüokultuuride jaoks pole vajalik.

**KVALITEEDIKONTROLLI SPETSIFIKATSIOONID:** Selle toote iga partii puhul on läbi viidud järgmised testid.
 •  Steriilsus: SAL 10-3 - Endotoksin: <0,1 EL / ml
 •  Hiire embrüo analüüs: ≥ 80% blastotsüüte pärast 120 tundi kultiveerimist
 •  Tihedus: 0,86-0,88 g/ml
 •  Viskoossus: 95–140 cP 30°C juures
 •  Peroksiidid väärtus (POV): <0,1 mEq/kg

**SÄILITAMISJUHISED JAPÜSIVUS:**
 •  25-Hoida temperatuuril 15-25 °C.
 •  Hoida emal päikevalgusest.
 •  Pärast avamist hoidke toode originaalpakendis.
 •  Pärast avamist on toode aseptilistes tingimustes ja toatemperatuuril stabiilne vähemalt 28 päeva.
 •  Pärast seda perioodi visake ülejäänud söödmed minema.
 •  Toode on stabiilne pärast transporti (maksimaalselt 5 päeva) kõrgendatud temperatuuril (<37°C).
 •  Kui pakend on avamata või kahjustamata, on see

toode pudelli märgitud kõlblikkusaegani stabiine.

**VAATUNÄIDUSTUSED:**
 •  Ärge uuesti steriliseerige.
 •  Ärge toodet külmutage.
 •  Ärge kasutage toodet pärast kõlblikkusaega.
 •  Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud või pununud.
 •  Ärge kasutage, kui toode muudab värvi, on hägune või kui sellel on mikroobne saaste.

**HOIATUSID:**
**MÄRKUS:** Seadme eluiga määratakse kindlaks rakendatud AR-tehnika abil ja see on maksimaalne embrüokultuuri perioodid.
 •  Saastumise vältimiseks lootage alati rangetes hügieenitingimustes (nt LAF-pink ISO klass 5).
 •  Järgida tuleb aseptilisuse nõudeid.
 •  Hypure® õil silma või nahale sattumisel loputage silma/nahka koheselt veega.
 •  Toote äraviskamiseks järgige kõiki föderaal-, osariigi ja kohalike keskkonnalaalseid eeskirju.
 •  Nakatumise korral hävitage toode nõuetekohaselt ettenähtu viisil.
 •  Kasutaja vastutab probleemide eest, mis on põhjustatud käesoleva IFU mittevastavusest.
 •  Õli või inkubaatorist eemaldatuna tunduda hägune ja laske sel seista toatemperatuuril pikka aega. Selline hägusus kaob tavaliselt siis, kui lii tasakaalustatakse uuesti, asendades seda inkubaatoris mitmeks tummik; kui see ei kao, visake toodet minema.
 •  See toode on mõeldud väljääpprega medikeetule viljakusarv alid kasutamiseks.

**FI HYPURE® OIL HEAVY**

**KÄYTTÖOHJEIKOITUS:** Hypure® Oil on tarkoitettu käytettäväksi alkuiotien, varhaismunasulujen ja siittöiden viljelyn päällysteenä ART- ja mikromanipulaatiotemielmissä.

**KOOSTUMUS:** parafiinijöily, farmasettiinilaatu.

**YLEISTÄ TIETOA:** Hypure® Oil on esipesty, käyttövalmis mineraalijöily käytettäväksi IVF:ssä, ICSI:ssä ja vastavissa keinoetokistossa reproductiivisissa tekniikoissa. Öljyn avulla voidaan käyttää pieniä määriä väliainetta, koska se estää väliainene haihtumisen ja ylläpitää stabiilia osmolaliteettia ja pH:tä viljelyväliainessa.

**KÄYTTÖOHJEET:**
**VAROITUS:** Hypure® Oilin yksityiskohtainen käyttö määräytyy kunkin laboratorion menettelyistä ja protokollien perusteella, jotta on optimoitu yksittäisiin lääketieteellisiin tarkoituksiin.

